

CAMERA CONTAGLOBULI THOMA

Le camere contaglobuli si differenziano per le griglie di conteggio e per la profondità delle camere. Linee perpendicolari, incise nella superficie della base della camera, formano una griglia che diventa visibile al microscopio.

Approvate per applicazioni (IVD) diagnostici in vitro, secondo la direttiva IVD 98/79 / CE, con marchio CE

A richiesta sono disponibili camere contaglobuli con reticolo "Bright Lined" che facilitano la valutazione del campione grazie alle linee luminose che contrastano bene con lo sfondo scuro.

La profondità della camera di Thoma è di 0,1 mm.

La griglia di conteggio copre un'area 1 x 1 mm² ed è suddivisa in gruppi quadrati con i lati di 0,22 mm (come nel sistema Neubauer).

I gruppi quadrati sono suddivisi in 16 quadratini aventi un'area di 0.05 mm x 0.05 mm = 0.0025 mm²




Thoma

The depth of the Thoma counting chamber is 0.1 mm The grid covers an area of 1 x 1 mm².

It is subdivided into group squares with a side length of 0.2 mm (like the Neubauer system).

The group squares are subdivided into 16 small squares of an area of 0.05 mm x 0.05 mm = 0.0025 mm².



Codice	Descrizione	Profondità della camera mm
1221006	Camera conteggio Thoma doppia senza pinze	0,1
1221011	Camera conteggio Thoma doppia con pinze	0,1