



Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Fiasca 150 cm2, con tappo filtrante e peel-off foil

Gli elementi distintivi delle fiasche con coperchio richiudibile sono:

un coperchio, che può essere facilmente aperto e richiuso a tenuta di liquido

accesso totale all'interno della fiasca

sicurezza, stabilità, possibilità di impilare più fiasche

presenza di "barriere parziali" con zona di sicurezza addizionale

Gli elementi distintivi delle fiasche con pellicola tipo "peel-off" sono :

un più largo lembo di pellicola per una miglior presa e una più forte chiusura della pellicola

materiale della pellicola multistrato e atossico.

possibilità di riempire la fiasca fino a 100ml.

la pellicola può essere aperta prima di immettere le colture cellulari di interesse.

Per le Fiasche con il tappo tipo "Vent":

- Un "click" ed il tappo con la scritta «VENT» è nella posizione «VENT» di aereazione .

Per un controllo visivo: il rettangolo posto sul Tappo, leggermente rialzato, è visibile ad "ore 12:00".-RUOTANDO di 90° il tappo a vite «VENT» si ha la chiusura del tubo e l'assenza di passaggio gas/aereazione.

Per un controllo visivo: il rettangolo posto sul Tappo, leggermente rialzato, è ad "ore 3:00".- See more at:

http://www.delchimica.com/it-IT/articoli/ricerca-61.aspx #sthash.ebuv2wTu.dpuf

| Codice | Descrizione | Superficie crescita cm2 | Versione | Apertura coperchio mm | Dimensioni mm | Pezzi per confezione |
|---------|---|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 2790551 | Fiasca 150 cm2, con tappo filtrante e peel- off foil | 150 | peel-off foil | 100x110 | 210x122x50 | 18 |

