



Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Camera contaglobuli BURKER doppia senza pinze

con reticolo a linee scure

Le camere contaglobuli si differenziano per le griglie di conteggio e per la profondità delle camere.

Linee perpendicolari, incise nella superficie della base della camera, formano una griglia che diventa visibile al microscopio.

Approvate per applicazioni (IVD) diagnostici in vitro, secondo la direttiva IVD 98/79 / CE, con marchio CE



A richiesta sono disponibili camere contaglobuli con reticolo "Bright Lines" che facilitano la valutazione del campione grazie alle linee luminose che contrastano bene con lo sfondo scuro.

La profondità della camera di Burker è di 0,1 mm.

La sua griglia di conteggio copre un'area di 9 mm² ed è suddivisa da linee triple in 9 grandi quadrati.

La distanza tra le linee centrali è di 1 mm. Ognuno dei 9 grandi quadrati è suddiviso in 16 quadratini per mezzo di due linee distanti 0,05 mm tra loro.

Le linee interne di questi 16 quadratini formano aree di 0,2 x 0,2 mm².

Gli incroci delle doppie linee formano piccoli quadrati di 0,05 x 0,05 mm².

Questi quadrati sono adatti per il conteggio di trombociti ed eritrociti.

NOTA BENE: L'immagine si riferisce al prodotto con pinze

Codice	Descrizione
1221007	Camera contaglobuli BURKER doppia senza pinze
	con reticolo a linee scure

1/1