

Telini in carta crespata per sterilizzazione in autoclave

La carta crespata viene utilizzata per mantenere sterili i contenuti del confezionamento dopo la sterilizzazione, durante il periodo di stoccaggio prima dell'utilizzo.

Può essere utilizzata per procedure di sterilizzazione a vapore in autoclave, E.O gas e formaldeide. Si utilizzano unitamente ai nastri indicatori, che presentano un lato adesivo per chiudere i pacchi e un lato con gli indicatori che segnalano l'avvenuta sterilizzazione.

Conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della Direttiva Europea 93/42/CEE e successive modifiche (es. Direttiva Europea 2007/47/CE concernente i dispositivi medici), come prescritto dall'allegato VII del Decreto medesimo.

Conformi alle normative:

UNI EN 868-5:2009, UNI EN ISO 11607-1-2:2017 e ISO 11140-1:2015.



Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Pezzi per conf.
4420105	Telini in carta crespata per sterilizzazione cm 50 x 50	500 x 500	500
4420106	Telini in carta crespata per sterilizzazione cm 60 x 60	600 x 600	400
4420107	Telini in carta crespata per sterilizzazione cm 75 x 75	750 x 750	175
4420109	Telini in carta crespata per sterilizzazione cm 90 x 90	900 x 900	125
4420110	Telini in carta crespata per sterilizzazione cm 100 x 100	1000 x 1000	125
4420112	Telini in carta crespata per sterilizzazione cm 120 x 120	1200 x 1200	100