

## Contenitore per istologia ml 500 - formalina 300 ml

### preriempi con ml 300 di formalina 10% neutra tamponata

Fissativo universale confezionato in contenitori a tenuta ermetica serigrafati o etichettati, in conformità alla legislazione vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati pericolosi.



I contenitori preriempi rappresentano la soluzione ottimale per la sicurezza dell'operatore e per il trasporto dei campioni istologici.

Contenitore in PP.

Tappo a vite in PE colore blu a tenuta stagna per i contenitori da 10 ml a 125 ml.

Coperchio a pressione ermetico per i contenitori da 250 a 5000 ml.

Etichetta in PVC resistente all'usura e all'acqua, alcol, solventi.

Inchiostro antigraffio resistente ad acqua e alcol.

Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido sino alla data di scadenza indicata purchè correttamente conservato.

Periodo di validità del prodotto: anni 2.

Marchio CE - IVD.

CND W01030705

Codice	Descrizione	Cap.nomin.ml.	Pezzi per conf.
05010500	Contenitore per istologia ml 500 - formalina 300 ml	300	6