

Contenitore per istologia ml 1000 - formalina 600 ml

preriempiti con ml 600 di formalina 10% neutra tamponata

Fissativo universale confezionato in contenitori a tenuta ermetica serigrafati o etichettati, in conformità alla legislazione vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati pericolosi.



I contenitori preriempiti rappresentano la soluzione ottimale per la sicurezza dell'operatore e per il trasporto dei campioni istologici.

Contenitore in PP.

Tappo a vite in PE colore blu a tenuta stagna per i contenitori da 10 ml a 125 ml.

Coperchio a pressione ermetico per i contenitori da 250 a 5000 ml.

Etichetta in PVC resistente all'usura e all'acqua, alcol, solventi.

Inchiostro antigraffio resistente ad acqua e alcol.

Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido sino alla data di scadenza indicata purchè correttamente conservato.

Periodo di validità del prodotto: anni 2.

Marchio CE – IVD.

CND W01030705

| Codice | Descrizione | Cap.nomin.ml. | Pezzi per conf. |
|----------|--|---------------|-----------------|
| 05011600 | Contenitore per istologia ml 1000 - formalina 600 ml | 600 | 6 |