

Camera contaglobuli NEUBAUER IMPROVED doppia senza pinze

con reticolo Bright Lines

Le camere contaglobuli si differenziano per le griglie di conteggio e per la profondità delle camere. Linee perpendicolari, incise nella superficie della base della camera, formano una griglia che diventa visibile al microscopio.

Approvate per applicazioni (IVD) diagnostici in vitro, secondo la direttiva IVD 98/79 / CE, con marchio CE

Le camere di conteggio "Bright Lines" hanno griglie di conteggio strutturate in un rivestimento metallico molto sottile e trasparente. Le linee luminose contrastano bene con lo sfondo metallico scuro e questo facilita la valutazione delle sospensioni cellulari. La profondità della camera Neubauer improved è di 0,1 mm. La griglia è composta da 3 x 3 grandi quadrati con area di 1 mm² ciascuno. Il grande quadrato centrale è suddiviso in un gruppo di 5 x 5 quadrati aventi lato di 0,2 mm ciascuno. Questi gruppi di quadrati sono ulteriormente suddivisi in 16 di un'area di 0,05 millimetri x 0,05 millimetri = 0,0025 mm² ciascuno.

Poiché la camera di conteggio è dotata di quadrati di diverse dimensioni può essere utilizzata per contare diversi tipi di cellule, ad esempio leucociti ed eritrociti.



Codice	Descrizione
1221078	Camera contaglobuli NEUBAUER IMPROVED doppia senza pinze con reticolo Bright Lines