

Micropipetta SOCOREX mod. ACURA 815

Le micropipette a volume fisso offrono le prestazioni più stabili. Queste pipette automatiche a volume fisso forniscono risultati coerenti per qualsiasi test analitico o diagnostico di routine, eliminando il rischio di errata impostazione del volume. Tre anni garanzia.

- Peso leggero e perfetta vestibilità manuale
- Attivazione dolce del pistone
- Espulsore Justip™ regolabile*, compatibile con la maggior parte dei puntali
- Calibrazione con chiave integrata*
- Cappucciosmartie con codice colore
- Resistenza a urti, raggi UV e lavaggi in autoclave

* Brevetto Socorex



Ergonomia naturale La sfida di combinare materiali e design high-tech con un'ergonomia superiore era alquanto impegnativa per i nostri tecnici incaricati dello sviluppo della linea Acura®. Oggi la prova del loro successo si avverte maneggiando e utilizzando uno strumento, concepito essenzialmente pensando all'utilizzatore. Le pipette di precisione offrono molto di più che prestazioni superiori, sia nella ricerca, sia in applicazioni di routine. Eccezionale comodità, precisione, sicurezza e robustezza : apprezzate appieno le caratteristiche della vostra pipetta Acura®.

Espulsione del puntale regolabile Posizionato secondo i migliori criteri ergonomici, il grande pulsante espulsore ammortizzato garantisce un'attivazione senza sforzi. In aggiunta al comfort di rilascio del puntale, il sistema di regolazione dell'altezza dell'asta, chiamato Justip™ - controllato da efficienti arresti a scatto - permette di scegliere fra un'ampia serie di puntali da applicare sull'ugello.

Manutenzione minima La resistenza agli urti, al calore, agli agenti chimici e alla luce UV è garantita da materiali selezionati e da un'attenta costruzione. Di conseguenza, la manutenzione necessaria è pressoché nulla. Pulizia profonda e sterilizzazione si ottengono autoclavando lo strumento completamente assemblato (121°C - 20 minuti).

Espulsione del puntale regolabile

Posizionato secondo i migliori criteri ergonomici, il grande pulsante espulsore ammortizzato garantisce un'attivazione senza sforzi. In aggiunta al comfort di rilascio del puntale, il sistema di regolazione dell'altezza dell'asta, chiamato Justip™ - controllato da efficienti arresti a scatto - permette di scegliere fra un'ampia serie di puntali da applicare sull'ugello.

| Codice | Descrizione | Volume | Inesattezza (E %) | Imprecisione (CV%) | Tipo di puntale |
|----------|-------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 21815000 | SOCOREX mod. ACURA 815 - µl 1000 | 1000 µl | < ±0,6% | < 0,2% | 1000 µl |
| 21815010 | SOCOREX mod. ACURA 815 - µl 10 | 10 µl | < ±0,7% | < 0,7% | Ultra 10 µl |
| 21815020 | SOCOREX mod. ACURA 815 - µl 20 | 20 µl | < ±0,75% | < 0,5% | 200 µl |
| 21815025 | SOCOREX mod. ACURA 815 - µl 25 | 25 µl | < ±0,7% | < 0,6% | 200 µl |
| 21815050 | SOCOREX mod. ACURA 815 - µl 50 | 50 µl | < ±0,7% | < 0,4% | 200 µl |

| Codice | Descrizione | Volume | Inesattezza (E %) | Imprecisione (CV%) | Tipo di puntale |
|---------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| 21815100 | SOCOREX mod. ACURA 815 - µl 100 | 100 µl | < ±0,7% | < 0,3% | 200 µl |
| 21815200 | SOCOREX mod. ACURA 815 - µl 200 | 200 µl | < ±0,7% | < 0,3% | 200 µl |
| 21815250 | SOCOREX mod. ACURA 815 - µl 250 | 250 µl | < ±0,7% | < 0,3% | 1000 µl |
| 21815500 | SOCOREX mod. ACURA 815 - µl 500 | 500 µl | < ±0,7% | < 0,3% | 1000 µl |