



55 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

## **CAMERA CONTAGLOBULI NAGEOTTE**

Le camere contaglobuli si differenziano per le griglie di conteggio e per la profondità delle camere. Linee perpendicolari, incise nella superficie della base della camera, formano una griglia che diventa visibile al microscopio.

Approvate per applicazioni (IVD) diagnostici in vitro, secondo la direttiva IVD 98/79 / CE, con marchio CE

A richiesta sono disponibili camere contaglobuli con reticolo "Bright Lined" che facilitano la valutazione del campione grazie alle linee luminose che contrastano bene con lo sfondo scuro.

La profondità della camera Nageotte è di 0,5 mm.

L'area quadrata da 100 mm² è divisa in 40 rettangoli, ognuno con un area di 0,25 x 10 = 2,5 mm². Questa camera viene principalmente utilizzata per il conteggio di cellule nel liquido cerebrospinale e per il conteggio dei nematodi.






The depth of the Nageotte counting chamber is 0.5 mm.

The square area of  $100 \text{ mm}^2$  is divided into 40 rectangles each with an area of  $0.25 \times 10 = 2.5 \text{ mm}^2$ . This counting chamber is mainly used for counting cells in cerebro-spinal fluid or for counting nematodes.

## Nageotte



Codice	Descrizione	Profondità della camera mm
1221009	Camera conteggio Nageotte doppia senza pinze	0,5
1221014	Camera conteggio Nageotte doppia con pinze	0,5