

Micropipette a spostamento positivo GILSON MICROMAN®

La micropipetta Microman è la soluzione di Gilson per liquidi problematici.

Indicata per tutte le applicazioni che richiedono la dispensazione dei liquidi viscosi, volatili, densi o contaminati e composti pericolosi o radioattivi: la biologia molecolare, la scienza forense, studi di PCR, così come l'ambiente, petrolchimica, alimentare e delle bevande, cosmetici ...

MICROMAN di Gilson è una pipetta a spostamento positivo completamente regolabile che, insieme con i suoi pistoncini capillari (CP), garantisce l'accuratezza e precisione durante la dispensazione di liquidi problematici, e offre protezione completa contro la contaminazione incrociata.

Le specifiche di Microman sono 3 a 4 volte migliori di una pipetta a spostamento d'aria quando si dispensano liquidi viscosi o volatili.

L'assenza di contatto tra il liquido e pipetta fornisce una protezione dalla contaminazione per campione, pipetta e utente.

Dispensa liquidi volatili senza dover saturare cuscino d'aria.

Auto-espulsione di pistoncini capillari (hands-free).

I modelli di MICROMAN coprono la gamma da 1 ml a 1000 ml.



	Codice	Modello	Volume µL
	24D10001	GILSON MICROMAN M10	1 – 10
	24D10002	GILSON MICROMAN M25	3 – 25
	24D10003	GILSON MICROMAN M50	20 – 50
	24D10004	GILSON MICROMAN M100	10 – 100
	24D10005	GILSON MICROMAN M250	50 – 250
	24D10006	GILSON MICROMAN M1000	100 - 1000

55 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

Volumetric Specifications

			Gilson Maximum Permissible Errors			ISO-8655 Permissible Errors	
	Model	Codice	Volume (µL)	Systematic error (µL)	Random error (µL)	Systematic error (µL)	Random error (µL)
	M10	24D10001	1	±0.09	≤0.03	±0.20	≤0.10
			5	±0.10	≤0.03	±0.20	≤0.10
			10	±0.15	≤0.06	±0.20	≤0.10
	M25	24D10002	3	±0.25	≤0.08	±0.70	≤0.30
			10	±0.27	≤0.08	±0.70	≤0.30
			25	±0.30	≤0.10	±0.70	≤0.30
	M50	24D10003	20	±0.34	≤0.20	±0.70	≤0.30
			50	±0.70	≤0.30	±0.70	≤0.30
	M100	24D10004	10	±0.50	≤0.20	±1.50	≤0.60
			50	±0.75	≤0.30	±1.50	≤0.60
			100	±1.00	≤0.40	±1.50	≤0.60
	M250	24D10005	50	±1.50	≤0.30	±6.00	≤2.00
			100	±1.70	≤0.30	±6.00	≤2.00
			250	±2.50	≤0.50	±6.00	≤2.00
	M1000	24D10006	100	±3.00	≤1.60	±12.00	≤4.00
			500	±5.00	≤2.50	±12.00	≤4.00
			1000	±8.00	≤4.00	±12.00	≤4.00