

55 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

TEST SANGUE OCCULTO NELLE FECI - FOB

per uso professionale

Test rapido immunocromatografico per la determinazione del sangue occulto umano nelle feci.

Il test utilizza il metodo "sandwich" con un doppio anticorpo in grado di identificare selettivamente il Sangue Occulto Fecale ad una concentrazione uguale o superiore a 50 ng/ml o 6 µg/g di feci.

L'accuratezza del test non viene compromessa dalla dieta del paziente.

Fornisce risultati accurati in pochi minuti, facilitando la tempestività nelle scelte sul trattamento del paziente.


Procedura semplice, di facile utilizzo e comprensione.

Non richiede apparecchiature aggiuntive.

Confezione da 25 test composti da provetta, test a cassetta, reagente.

Per uso professionale

Manuale in: GB, IT, FR, DE, ES PT.



Codice	Descrizione	Pezzi per confezione
71024530	TEST FOB – SANGUE OCCULTO NELLE FECI	25