

Acura® manual XS

extra sharp – extra Socorex

nuovo

micropipette ad alte prestazioni



La linea Acura® manual XS è stata progettata appositamente per i ricercatori scientifici. La lunghezza più contenuta, la maggiore maneggevolezza e il peso ulteriormente ridotto che caratterizzano gli otto modelli di questa linea si integrano ai fattori chiave offerti da questi strumenti per ottenere le massime prestazioni nel pipettaggio.

Caratteristiche della linea Acura® manual XS:

- Eccellente forma ergonomica e rapporto dimensioni
- Asta corta e sottile adatta a microtubi
- Peso ridotto - più leggere delle micropipette delle principali marche
- Nuova chiusura a tenuta per un'attivazione rapida e senza sforzo
- Espulsore del puntale regolabile*
- Sistema di calibrazione rapida *Swift-set**
- Sterilizzabili in autoclave completamente assemblate

* Brevetto Socorex



Acura® manual XS

826

SOCOREX
SWISS

Acura[®] manual XS

extra sharp - extra Socorex

► Attivazione senza sforzo

La tenuta a labbro consente il pipettaggio ultra-dolce, riducendo in tal modo l'affaticamento delle mani durante il lavoro.

Pipettaggio		Sovradosaggio	
Inizio	Fine	Inizio	Fine
≤1.6 N	≤2.8 N	≤9.3 N	≤11.5 N

1 Newton (N) ~ 0,1 chilogrammo forza (kgf)

Le forze sopra riportate, misurate su un modello Acura[®] manual XS da 20 - 200 µl, sono indicative di sforzi delle dita molto limitati e, nondimeno, l'arresto di sovradosaggio offre un indicatore tattile chiaro.

► Eccezionale controllabilità

L'asta corta migliora la precisione del movimento delle mani. Una grande agevolazione nel caso di applicazioni di precisione come il pipettaggio in microtubi.



► Finestra con elevata visibilità ①

Situate nella parte anteriore, le cifre del volume in contrasto restano sempre visibili.

► Espulsione semplice del puntale ②

Il pulsante espulsore garantisce un'attivazione senza eccessiva pressione. Il sistema brevettato di regolazione in altezza Justip[™] consente l'adattamento ottimale e l'espulsione di una vasta gamma di puntali.



► Calibrazione rapida Swift-set ③

Sistema di calibrazione agevolata con chiave integrata. Meccanismo di blocco per la calibrazione protetto da adesivo a tenuta.

► Certificazione CQ e garanzia

Certificazione di controllo individuale rilasciata dopo rigorosi test. Per ulteriori informazioni su termini di garanzia, precauzioni per la sicurezza e istruzioni per l'uso, leggere il foglietto illustrativo all'interno della confezione. Garanzia di tre anni.

Grande pulsante di espulsione del puntale ammortizzato - posizione confortevole del pollice
Cappuccio con codici di colore, a rotazione libera indipendente dalla regolazione del volume

Arresti a scatto autobloccanti per l'impostazione del volume precisa e sicura

Materiali solidi - durata prolungata

L'adesivo a tenuta protegge il blocco di calibrazione rapida swift-set

Sistema Justip[™] di regolazione dell'altezza dell'espulsore del puntale

Estremità dell'asta conica, sottile - facile accesso ai microtubi

Appoggio per dito ergonomico in linea con il comfort complessivo della mano

Marchio CE in conformità con le direttive IVD 98/79 EEC

Pesi: 83 - 88 g



826 XS

0.1 - 2 µl
0.5 - 10 µl
1 - 10 µl
2 - 20 µl
5 - 50 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
100 - 1000 µl

La riduzione della lunghezza dell'asta migliora la controllabilità

Supporto universale per pipette

Adatto a tutti i modelli Socorex monocanale nonché alla maggior parte delle marche in commercio.

Prestazioni e informazioni relative all'ordine

Volume	Divisione	Percentuale di errore (E%)			Imprecisione (CV%)			Tipo di puntale	N. cat.
		Vol. min.	Vol. medio	Vol. max.	Vol. min.	Vol. medio	Vol. max.		
0.1 - 2 µl	0.002 µl	<+/- 6.0 % ¹⁾	<+/- 4.0 %	<+/- 2.0 %	< 5.0 % ¹⁾	< 3.3 %	< 1.5 %	Ultra 10 µl	826.0002
0.5 - 10 µl	0.01 µl	<+/- 2.5 % ²⁾	<+/- 1.8 %	<+/- 1.0 %	< 1.8 % ²⁾	< 1.2 %	< 0.5 %	Ultra 10 µl	826.0010
1 - 10 µl	0.01 µl	<+/- 2.5 %	<+/- 1.8 %	<+/- 1.0 %	< 2.5 %	< 1.6 %	< 0.7 %	200 µl	826.0010Y
2 - 20 µl	0.02 µl	<+/- 2.5 %	<+/- 1.8 %	<+/- 1.0 %	< 1.7 %	< 1.1 %	< 0.5 %	200 µl	826.0020
5 - 50 µl	0.1 µl	<+/- 1.5 %	<+/- 1.3 %	<+/- 1.0 %	< 1.0 %	< 0.7 %	< 0.4 %	200 µl	826.0050
10 - 100 µl	0.1 µl	<+/- 1.5 %	<+/- 1.2 %	<+/- 0.8 %	< 1.0 %	< 0.6 %	< 0.2 %	200 µl	826.0100
20 - 200 µl	0.2 µl	<+/- 1.5 %	<+/- 1.1 %	<+/- 0.6 %	< 0.6 %	< 0.4 %	< 0.2 %	200 µl	826.0200
100 - 1000 µl	1 µl	<+/- 1.5 %	<+/- 1.0 %	<+/- 0.5 %	< 0.5 %	< 0.4 %	< 0.2 %	1000 µl	826.1000

Valori di prestazione ottenuti con acqua bidistillata a temperatura costante (± 0,5 °C) compresa tra 20 e 25 °C in conformità con la direttiva ISO 8655

¹⁾ misurati a 0,5 µl ²⁾ misurati a 1 µl

Confezione TwiXS

Il set pronto all'uso comprende:
- Due pipette Acura[®] manual XS
- Un supporto a mensola per pipette
- Campioni Qualitips[®]
- Certificazione di controllo della qualità
- Istruzioni per l'uso



N. cat.	Contenuto (micropipette)	
826.TWX.E	0.1 - 2 µl	2 - 20 µl
826.TWX.G	0.5 - 10 µl	10 - 100 µl
826.TWX.K	5 - 50 µl	20 - 200 µl
826.TWX.N	10 - 100 µl	100 - 1000 µl



Vostro rivenditore

Distribuito da:

ENRICO BRUNO s.r.l.
APPARECCHI SCIENTIFICI
SANITARI - INDUSTRIALI

SOCOREX
SWISS

SOCOREX ISBA SA
Champ-Colomb 7, C. postale
1024 Ecublens/Losana
Svizzera
socorex@socorex.com
www.socorex.com
Tel. +41 (0)21 651 6000
Fax +41 (0)21 651 6001