

Aste tampone con supporto in legno, plastica o alluminio - punta cotone o viscosa

Tamponcini sterili da esame in cotone/viscosa su supporto in legno/plastica/alluminio.
Uso ambulatoriale. Monouso. LATEX FREE

ISTRUZIONI PER CONSERVAZIONE.

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti.
Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

VITA UTILE DEL PRODOTTO

5 anni

PRECAUZIONI E SICUREZZA

Attenzione: il prodotto è combustibile. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO₂.

COMPOSIZIONE

Cotone idrofilo/Viscosa
PVC/legno di betulla/alluminio

STERILIZZAZIONE

Mediante ETO. Il metodo di sterilizzazione è stato convalidato secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 11135.

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Da smaltire come rifiuto ospedaliero secondo la normativa vigente.

Conformi a: Direttiva CEE 93/42, Direttiva 47/2007, UNI EN ISO 11135, Regolamento CE 1907/2006 REACH

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



Codice	Descrizione	Materiale asta	Materiale tampone	Lunghezza mm	Sterile	Pezzi per conf.	Imballo
05417001	Asta tampone con supporto in alluminio e punta viscosa	alluminio	viscosa	150	SI conf.singola	300	-
4344098	Asta tampone con supporto in plastica e punta cotone	plastica	cotone	150	SI conf.singola	1000	-
4344102	Asta tampone con supporto in legno e punta cotone	legno	cotone	150	SI conf.singola	500	10x500
4344543	Asta tampone con supporto in plastica e punta viscosa	plastica	viscosa	150	NO	4000	40x100
4344547	Asta tampone in legno e punta cotone	legno	cotone	150	NO	2000	5x2000