

## CAMERE CONTAGLOBULI

### tipo standard con reticolo a linee scure

Le camere contaglobuli si differenziano per le griglie di conteggio e per la profondità delle camere.

Linee perpendicolari, incise nella superficie della base della camera, formano una griglia che diventa visibile al microscopio.

Approvato per applicazioni (IVD) diagnostici in vitro, secondo la direttiva IVD 98/79 / CE, con marchio CE

A richiesta sono disponibili camere contaglobuli con reticolo **"Bright Lines"** che facilitano la valutazione del campione grazie alle linee luminose che contrastano bene con lo sfondo scuro.



Codice	Descrizione	Profondità della camera mm	Reticolo
1221006	Camera di conteggio Thoma doppia senza pinze	0,1	
1221011	Camera di conteggio Thoma doppia con pinze		
1221007	Camera di conteggio Burkler doppia senza pinze	0,1	
1221012	Camera di conteggio Burkler doppia con pinze		

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

1221008	Camera di conteggio Neubauer doppia senza pinze	0,1	
1221013	Camera di conteggio Neubauer doppia con pinze		
1221009	Camera di conteggio Nageotte doppia senza pinze	0,5	
1221014	Camera di conteggio Nageotte doppia con pinze		
1221010	Camera di conteggio Fuchs Rosenthal doppia senza pinze	0,2	
1221015	Camera di conteggio Fuchs-Rosenthal doppia con pinze		
1221016	Camera di conteggio Malassez doppia senza pinze	0,2	
1221018	Camera di conteggio Malassez doppia con pinze		

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

1221020	Camera di conteggio Neubauer Improved doppia senza pinze	0,1	
1221021	Camera di conteggio Neubauer Improved doppia con pinze		