

55 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

## DRUG READER con software italiano – ANALISI TEST DROGA

### adatto nella medicina del lavoro per uno screening economico dei lavoratori

Semplicemente scansionando nell'apparecchio uno dei test (cod. 71024576, 71024577), è possibile ottenerne una completa analisi sul vostro PC.

- analisi automatica dei test a lettura visuale
- sistema interno di autocontrollo qualità
- acquisizione immagini, gestione dati/esportazione, archivio risultati

Principali benefici:

- automatico - elimina la variabilità e la soggettività nell'interpretazione dei risultati
- preciso - garanzia del risultato rispetto ai test visuali
- veloce - il processo di scansione richiede 15-30 secondi
- flessibile - diversi formati/menu, peso leggero, semi-portatile, installazione semplice, compatibile con Windows



Test utilizzabili:

- 71024576 TEST ANTIDROGA A BICCHIERINO - 7 droghe + antiadulteranti
- 71024577 TEST ANTIDROGA A BICCHIERINO - 8 droghe + antiadulteranti



DROGHE	71024576 TEST ANTIDROGA A BICCHIERINO 7 droghe + antiadulteranti	71024577 TEST ANTIDROGA A BICCHIERINO 8 droghe + antiadulteranti	CUT OFF NG/ML	Tempo rilevazione
MTD	x	x	300	5 – 7 giorni
MDMA	x	x	500	5 – 7 giorni
MET	x	x	500	3 – 5 giorni
COC	x	x	300	2 – 5 giorni
THC	x	x	50	-
AMP	x	x	500	2 – 5 giorni
MOP	x	x	300	5 – 7 giorni
BUP		x	10	5 – 7 giorni
ANTIADULTERANTI				
OX	x	x		
S.G.	x	x		
PH	x	x		
NIIT	x	x		
Glut	x	x		
CRE	x	x		

Codice	Descrizione	Pezzi per confezione
71024570	Drug reader – apparecchio per analisi test droga con software italiano	1
71024576	Test antidroga a bicchierino per 7 droghe + antiadulteranti	25
71024577	Test antidroga a bicchierino per 8 droghe + antiadulteranti	25