

## Filtri per colture cellulari Filtermax

### TPP

Livelli di pirogeni/Endotossine <0,06 EU/ml Assenza di metalli pesanti, DNA/RNA, DNasi, RNAsi, ATP, BSE/TSE, agenti citotossici. Grande superficie filtrante quadrata di 49 cm<sup>2</sup> e 69 cm<sup>2</sup> (più grande del 20% rispetto alle unità di volume simili con membrane circolari) Sia la parte superiore filtrante che il recipiente/bottiglia di raccolta sono graduati Filtro a membrana in premium PES, dimensione dei pori di 0,22 micron La parte superiore (filtrante) è caratterizzata da collo GL45, avvitabile sulle bottiglie che presentano tale filettatura. La forma quadrata del sistema assicura che non possa essere “ribaltata” durante la filtrazione sotto l’azione del vuoto e si presenta “salva-spazio” inserendosi meglio all’interno dei frigoriferi e/o sui banchi di lavoro occupando minori spazi rispetto ad analoghi sistemi caratterizzati da bottiglie cilindriche. La forma affusolata del collo consente a mani grandi e piccole una ferma e valida impugnatura antiscivolo anche con l’uso di guanti.

Range dei sistemi da 150 ml fino ad 1 litro, con possibilità di acquistare il sistema completo, le sole parti filtranti superiori e/o le sole bottiglie sterili con tappo a vite.



Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Tipologia	Capacità ml	Pezzi per confezione
2799150	Filtermax completo ml 150	93x93x103	completo	150	18
2799155	Filtertop - parte filtrante superiore ml 150	89x89x57	solo filtertop	150	36
2799250	Filtermax completo ml 250	93x93x143	completo	250	12
2799255	Filtertop - parte filtrante superiore ml 250	89x89x75	solo filtertop	250	24
2799500	Filtermax completo ml 500	93x93x213	completo	500	10
2799505	Filtertop - parte filtrante superiore ml 500	89x89x111	solo filtertop	500	21
2799950	Filtermax completo ml 1000	111x111x285	completo	1000	9
2799955	Filtertop - parte filtrante superiore ml 1000	108x108x143	solo filtertop	1000	12