



Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

## Fiasche per colture cellulari con pellicola removibile e con coperchio richiudibile

## **TPP**

Gli elementi distintivi delle fiasche con coperchio richiudibile sono:

un coperchio, che può essere facilmente aperto e richiuso a tenuta di liquido

accesso totale all'interno della fiasca

sicurezza, stabilità, possibilità di impilare più fiasche

presenza di "barriere parziali" con zona di sicurezza addizionale

Gli elementi distintivi delle fiasche  ${f con\ pellicola\ tipo\ "peel-off"}$  sono :

un più largo lembo di pellicola per una miglior presa e una più forte chiusura della pellicola

materiale della pellicola multistrato e atossico.

possibilità di riempire la fiasca fino a 100ml.

la pellicola può essere aperta prima di immettere le colture cellulari di interesse.

Codice	Descrizione	Superficie crescita cm2	Versione	Apertura coperchio mm	Dimensioni mm	Pezzi per confezione
2790551	Fiasca 150 cm2, con tappo filtrante e peel- off foil	150	peel-off foil	100x110	210x122x50	18
2790552	Fiasca 150 cm2, con tappo filtrante e coperchio richiudibile	150	coperchio	105x105	210x122x50	18
2790651	Fiasca 150 cm2, con tappo filtrante e peel- off foil con barriera	115	peel-off foil, con barriere	100x110	210x122x50	18
2790652	Fiasca 150 cm2, con tappo filtrante e coperchio con barriera	115	coperchio, con barriere	105x105	210x122x50	18