

Cell scraper 25 x 380 mm

Con una leggera pressione verso il basso sul manico dello scraper è possibile variare l'angolazione della spatola mobile dello scraper stesso. La leggera rotazione del manico permette quindi alla spatola di ruotare nella direzione desiderata.

Spatola mobile:


Libera rotazione dell'estremità della spatola mobile dello scraper

Accesso completo a tutti gli angoli

Differenti dimensioni di spatola

Piccoli rialzi sul manico degli scraper per facilitarne la presa

Gli scraper sono confezionati singolarmente in buste facili da aprire.



Codice	Descrizione	Dimensioni lama mm	Lunghezza mm	Pezzi per conf.
2799004	Cell scraper 25 x 380 mm	25	380	150