

Camera contaglobuli NAGEOTTE doppia senza pinze

con reticolo a linee scure

Le camere contaglobuli si differenziano per le griglie di conteggio e per la profondità delle camere.

Linee perpendicolari, incise nella superficie della base della camera, formano una griglia che diventa visibile al microscopio.


Approvate per applicazioni (IVD) diagnostici in vitro, secondo la direttiva IVD 98/79 / CE, con marchio CE

A richiesta sono disponibili camere contaglobuli con reticolo “Bright Lines” che facilitano la valutazione del campione grazie alle linee luminose che contrastano bene con lo sfondo scuro.

La profondità della camera Nageotte è di 0,5 mm.

L'area quadrata da 100 mm² è divisa in 40 rettangoli, ognuno con un area di 0,25 x 10 = 2,5 mm².

Questa camera viene principalmente utilizzata per il conteggio di cellule nel liquido cerebrospinale e per il conteggio dei nematodi.



Codice	Descrizione
1221009	Camera contaglobuli NAGEOTTE doppia senza pinze con reticolo a linee scure