

Camera contaglobuli MALASSEZ doppia con pinze

con reticolo a linee scure

Le camere contaglobuli si differenziano per le griglie di conteggio e per la profondità delle camere.

Linee perpendicolari, incise nella superficie della base della camera, formano una griglia che diventa visibile al microscopio.

Approvate per applicazioni (IVD) diagnostici in vitro, secondo la direttiva IVD 98/79 / CE, con marchio CE

A richiesta sono disponibili camere contaglobuli con reticolo “Bright Lines” che facilitano la valutazione del campione grazie alle linee luminose che contrastano bene con lo sfondo scuro.

La profondità della camera Malassez è di 0,2 mm.

La griglia di conteggio copre $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$.

I rettangoli hanno un'area di $0,25 \times 0,20 = 0,05 \text{ mm}^2$.

Ciascuno di essi è suddiviso in 20 piccoli quadrati con una superficie di $0,05 \text{ mm} \times 0,05 \text{ mm} = 0,0025 \text{ mm}^2$ ciascuno.

Questa camera viene utilizzata per il conteggio delle cellule nel liquido cerebrospinale e per il conteggio dei nematodi.



Codice	Descrizione
1221018	Camera contaglobuli MALASSEZ doppia con pinze con reticolo a linee scure