

## Capillari per microematocrito secchi vol. ul 60

I capillari in vetro per microematocrito sono utilizzati per la centrifugazione dei campioni di sangue.

I capillari eparinati, ritardando la coagulazione del sangue, dovrebbero essere utilizzati quando i campioni sono non immediatamente sigillati con la cera e centrifugati.

- realizzati in vetro di alta qualità
- conformi alle norme DIN ISO 12 772
- lunghezza circa 75 mm  $\pm$  0,5 mm
- spessore: circa 0,2  $\pm$  0,025 mm
- sodio eparinato (80 iu/ml  $\pm$  30%)
- per uso singolo
- approvati per applicazioni in vitro (IVD) diagnostiche, secondo la direttiva IVD 98/79/CE, con marchio CE.



Confezione: dispenser da 100 pezzi, imballo 10 dispenser da 100 pezzi

Cnd: W0501010203

Codice	Descrizione	misure interne mm diam x lungh.	misure esterne mm diam x lungh.	Volume ul	Pezzi per conf.	Imballo
1158001	Capillari per microematocrito secchi vol. ul 60	0,9-1,0 x 75	1,3-1,4 x 75	60	100	10x100