



Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Asta tampone in legno e punta cotone

non sterile

Tamponcini sterili da esame in cotone/viscosa su supporto in legno/plastica/alluminio. Uso ambulatoriale. Monouso. LATEX FREE

ISTRUZIONI PER CONSERVAZIONE.

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non

esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti.

Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

VITA UTILE DEL PRODOTTO

5 anni

PRECAUZIONI E SICUREZZA

Attenzione: il prodotto è combustibile. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO2.

COMPOSIZIONE

Cotone idrofilo/Viscosa

PVC/legno di betulla/alluminio

STERILIZZAZIONE

Mediante ETO. Il metodo di sterilizzazione è stato convalidato secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 11135.

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Da smaltire come rifiuto ospedaliero secondo la normativa vigente.

Conformi a: Direttiva CEE 93/42, Direttiva 47/2007, UNI EN ISO 11135, Regolamento CE 1907/2006 REACH

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.

Codice	Descrizione	Materiale asta	Materiale tampone	Lunghezza mm	Sterile	Pezzi per conf.	Imballo
4344547	Asta tampone in legno e punta cotone	legno	cotone	150	NO	2000	5x2000

