

## Asta tampone con supporto in plastica e punta viscosa

### non sterile

Tamponcini sterili da esame in cotone/viscosa su supporto in legno/plastica/alluminio.  
Uso ambulatoriale. Monouso. LATEX FREE

#### ISTRUZIONI PER CONSERVAZIONE.

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore.

Non

esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti.

Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

#### VITA UTILE DEL PRODOTTO

5 anni

#### PRECAUZIONI E SICUREZZA

Attenzione: il prodotto è combustibile. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO<sub>2</sub>.

#### COMPOSIZIONE

Cotone idrofilo/Viscosa

PVC/legno di betulla/alluminio

#### STERILIZZAZIONE

Mediante ETO. Il metodo di sterilizzazione è stato convalidato secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 11135.

#### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Da smaltire come rifiuto ospedaliero secondo la normativa vigente.

Conformi a: Direttiva CEE 93/42, Direttiva 47/2007, UNI EN ISO 11135, Regolamento CE 1907/2006 REACH

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



| Codice  | Descrizione   | Materiale asta | Materiale tampone | Lunghezza mm | Sterile | Pezzi per conf. | Imballo |
|---------|---|----------------|-------------------|--------------|---------|-----------------|---------|
| 4344543 | Asta tampone con supporto in plastica e punta viscosa | plastica       | viscosa           | 150          | NO      | 4000            | 40x100  |