

Drug Reader - apparecchio per analisi test droga con software in italiano

Semplicemente scansionando nell'apparecchio uno dei test (cod. 71024576, 71024577), è possibile ottenerne una completa analisi sul vostro PC.

- analisi automatica dei test a lettura visuale
- sistema interno di autocontrollo qualità
- acquisizione immagini, gestione dati/esportazione, archivio risultati

Principali benefici:

- automatico - elimina la variabilità e la soggettività nell'interpretazione dei risultati
- preciso - garanzia del risultato rispetto ai test visuali
- veloce - il processo di scansione richiede 15-30 secondi
- flessibile - diversi formati/menu, peso leggero, semi-portatile, installazione semplice, compatibile con Windows

Test utilizzabili:

71024576 TEST ANTIDROGA A BICCHIERINO - 7 droghe + antiadulteranti

71024577 TEST ANTIDROGA A BICCHIERINO - 8 droghe + antiadulteranti



Codice	Descrizione	Pezzi per conf.
71024570	Drug Reader - apparecchio per analisi test droga con software in italiano	1