

## Provetta PS 16x100 con tappo a vite, sterile in conf.singola

**Provette cilindriche in PP polipropilene o PS polistirene, con tappo a vite inserito.**

Marchio CE - IVD  
CND W050301020102

**Provette a fondo tondo in PS – polistirene, monouso, con tappo a vite inserito.**

Le provette sterili sono irraggiate con radiazioni ionizzanti.

**Provette a fondo tondo in PP – polipropilene**, particolarmente trasparente, non graduate, con tappo a vite in polipropilene con bordo zigrinato per una apertura e chiusura facile e sicura che ne garantisce la perfetta tenuta.

Ottima resistenza alle basse e alte temperature (min. -10°C max +121°C) e buona resistenza agli agenti chimici.

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di 5000 RPM per un massimo di 20 minuti.

Dispositivo latex-free

Le provette sterili sono irraggiate con radiazioni ionizzanti.

Marchio CE - IVD  
CND W050301020102



| Codice   | Descrizione                                                              | Cap.nomin.ml. | Diam.xh mm | Materiale | Sterile      | Pezzi per conf. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 05283390 | Provetta PS<br>16x100 con<br>tappo a vite,<br>sterile in<br>conf.singola | 10            | 16x100     | PS        | si, cf.sing. | 750             |