

## Contenitori con preservante fissativo citologico

### per conservazione e trasporto di campioni di urina

Preservante fissativo citologico per la conservazione ed il trasporto di campioni di urina costituito da una scatola in cartoncino rigido contenente 3 contenitori in PP da 120 ml, ognuno preriempito con 40 ml di fissativo.

La scatola è regolarmente etichettata secondo quanto prevede la normativa vigente in materia di etichettatura di preparati pericolosi (Direttiva 2009/2/CE del 15.01.2009) ed IVD. (D.L.vo 08.09.2000, n. 332).

E' inoltre prevista un'area sui cui è inseribile il logo dell'Azienda committente, i dati identificativi del paziente ed eventuali indicazioni di utilizzo.

Contenitore in PP polipropilene, tappo in PE polietilene a perfetta tenuta.

Etichetta in polipropilene resistente ad acqua, alcool ed ai principali solventi.

Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido sino alla data di scadenza indicata purchè correttamente conservato.

Periodo di validità del prodotto: anni 3.

Marchio CE – IVD.

CND W01030705



Codice	Descrizione
05017213	Contenitori con preservante fissativo citologico per conservazione e trasporto di campioni di urina