

## Microprovette per centrifuga a fondo conico, in PP, ml 1,5 tipo Eppendorf

### senza tappo

Microprovette tipo Eppendorf realizzate in PP polipropilene trasparente di colore neutro.

Senza tappo.

Possono essere utilizzate in adatta centrifuga fino a RCF max 11.000  
(Questo valore è indicativo poichè il dato è ampiamente influenzato da diverse condizioni, quali: la conformazione del rotore della centrifuga, la disposizione delle provette all'interno del rotore, i prodotti chimici usati, la temperatura ed il tempo di centrifugazione)  
Sterilizzabili in autoclave, a +121°C per 20 minuti, con il tappo aperto.

Confezione da 1000 pezzi  
Imballo 10 conf. da 1000 pezzi



Codice	Descrizione
03300297	Microprovette per centrifuga a fondo conico, in PP, ml 1,5 tipo Eppendorf senza tappo