

Tamponi in provetta con terreno di trasporto liquido SELENITE e testa poliestere standard

in provetta PP diam. 13x80 con tappo a vite

Dispositivi medici costituiti da un tampone (disponibile in diversi materiali e formati) e da una provetta contenente terreno di trasporto liquido.

Questi Dispositivi sono idonei per il prelievo ed il trasporto di batteri aerobi, anaerobi e batteri fastidiosi.

La vitalità dei microrganismi è garantita fino a 48 ore a temperatura ambiente o refrigerata. Questa particolare gamma di Dispositivi è basata su un terreno di trasporto liquido, pronto all'uso, adatto per colture batteriche, test rapidi e multipli, colorazioni di Gram, automazioni e test molecolari. Il design del kit è progettato per rendere questi tamponi facili da usare e affidabili.

Gli applicatori sono dotati di un break-point grazie al quale possono, in seguito al prelievo del campione biologico, essere inseriti nella provetta e catturati da un particolare tappo a vite a prova di perdita.

Sono prodotti in accordo con le GMP (Good Manufacturing Practice), hanno marchio CE, certificati come **Dispositivi Medici di classe IIa sterile**, non pirogeni, non citotossici e, su richiesta, certificati secondo lo standard CLSI M40-A2 (Quality Control of Microbiological Transport Systems, 2nd Edition).

I Dispositivi sono confezionati in blister singoli in peel-pack plastici che ne preservano la sterilità (SAL 10-6).

Tamponi con 2 mL di terreno trasporto **Selenite**, selettivo per Salmonella e Shigella.

Le provette sono provviste di tappo a vite bianco e pre-etichettate per una corretta identificazione del campione.

Lunghezza asta mm 150.

Materiali:

Tampone in speciale spugna poliuretana (foam), grado medicale:

consente una raccolta ottima del campione clinico e il successivo rilascio immediato nel terreno liquido.

Il puntale in schiuma morbida poliuretana è più confortevole per i pazienti e presenta vantaggi significativi sia per i metodi convenzionali che molecolari.

Asta in plastica con punto di rottura "break-point".

Disponibile in due varianti:

standard: tamponi di dimensioni standard per prelievi boccali, nasali, faringei, vaginali, inguinali, rettali, fecali, cutanei e ferite;



sottile: tamponi di dimensioni mini per prelievi pediatrici, uretrali, urogenitali, oculari, nasali e nasofaringei.

Tamponi con puntale in Poliestere:

consente una adeguata raccolta del campione ed un successivo idoneo rilascio nel terreno liquido.

L'asta in plastica ha punto di rottura "break-point".

Disponibile nella versione

standard: tamponi di dimensioni standard per prelievi boccali, nasali, faringei, vaginali, inguinali, rettali, fecali, cutanei e ferite.

| Codice | Descrizione | Tipologia di terreno | Tipo Asta | Materiale tampone | Pezzi per conf. | Imballo |
|----------|---|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------|
| 05326247 | Tamponi in provetta con terreno di trasporto liquido SELENITE e testa poliestere standard | SELENITE | plastica | poliestere standard | 100 | 6x100 |