

## Bilancia da laboratorio KERN mod. ADB 200-4

**NOVITÀ KERN ADJ: Regolazione automatica interna** con sbalzi termici  $\geq 2$  °C oppure comando cronologico ogni 3 h, garantisce un'elevata precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d'installazione

**KERN ADB: Programma di calibrazione CAL** per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno

### ADB/ADJ 600-C3:

Bilancia per carati compatta e poco ingombrante con una divisione di 0,001 ct e una portata di 600 ct.

La grande precisione consente di risparmiare denaro in ogni applicazione, in cui sia necessario pesare delle gemme preziose

Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione



Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare

Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti.

Semplice e pratico comando a 6 tasti

### Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 16 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox,  $\square$  90 mm
- Dimensioni bilancia (incl. gabbietta antivento) L×P×A
  - KERN ADB/ADJ: 230×310×330 mm
  - KERN ADB-C/ADJ-C: 205×310×210 mm
- Camera di pesata L×P×A
  - KERN ADB/ADJ: 170×160×205 mm
  - KERN ADB-C/ADJ-C: 170×160×110 mm
- Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C

### Accessori

- Ionizzatore per neutralizzare la carica elettrostatica, KERN YBI-01A
- Piatto per pietre preziose, in alluminio, con un pratico beccuccio, L×P×A 83×66×23 mm, KERN AEJ-A05
- Tavolo di pesata per assorbire scosse e vibrazioni, che potrebbero altrimenti falsificare il risultato di pesata, KERN YPS-03
- Pesata minima, peso più piccolo da pesare, a seconda della precisione di processo desiderata, solo unitamente al certificato di calibrazione DAkKS, KERN 969-103

Disponibile su richiesta:

- K3963101 Certificato DAkKS

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                | <b>Portata max g</b> | <b>Divisione mg</b> | <b>Riproducibilità<br/>mg</b> | <b>Linearità mg</b> | <b>Peso minimo<br/>del pezzo mg</b> |
|---------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| K3ADB204      | Bilancia da<br>laboratorio KERN<br>mod. ADB 200-4 | 220                  | 0,1                 | 0,2                           | 0,4                 | 10                                  |