

PCR sealing films, self-adhesive

for storage, ELISA PCR

Che si tratti di PCR standard, qPCR o PCR, il materiale sorgente è sempre prezioso e il volume sempre basso.

Per proteggere i campioni e allo stesso tempo mantenere la loro sensibilità, i campioni PCR devono essere perfettamente sigillati.

Nel caso in cui le piastre non debbano essere solo coperte, ma anche perfettamente sigillate, sono disponibili queste pellicole autoadesive, che possono essere applicate e rimosse con facilità, senza l'utilizzo di costose attrezzature.

Realizzate in poliestere o in polipropilene.

Confezione da 100 fogli



Codice	Descrizione	Applicazioni	Materiale	Pezzi per conf.
53701367	PCR sealing films, self-adhesive	storage, ELISA PCR	polipropilene	100 fogli