

Strisce per urina in flacone - 10 parametri - uso professionale

Le strisce Urinalysis possono essere utilizzate dai professionisti per l'esame e l'analisi di campioni di urine con risultati visivi.

Le strisce possono anche essere esaminate con il lettore mod. P16 cod. 71024046.

- funzione anti interferenza VC
- controllo/screening globale delle condizioni generali di salute
- risultati rapidi: da 30 a 120 secondi
- grafico con colori di alta qualità
- valore di cut-off per ciascun parametro



Parametri:

- Glucosio

Tempo di prova e lettura (s): 30 s

Valore cut-off: 2.8 ~ 5.5 mmol/L

- Chetoni

Tempo di prova e lettura (s): 40 s

Valore cut-off: 0.5 ~ 1.0 mmol/L

- Proteine

Tempo di prova e lettura (s): 60 s

Valore cut-off: 0.15 ~ 0.3 g/L

- Valore pH

Tempo di prova e lettura (s): 60 s

Valore cut-off: 0.5

- Sangue

Tempo di prova e lettura (s): 60 s

Valore cut-off: 5 - 15 Ery/ μ L

- Nitriti

Tempo di prova e lettura (s): 60 s

Valore cut-off: 13 ~ 22 μ mol/L

- Leucociti

Tempo di prova e lettura (s): 120 s

Valore cut-off: 5 - 15 Leuko/ μ L

- Gravità specifica

Tempo di prova e lettura (s): 45 s

Valore cut-off: 0.005

- Bilirubina

Tempo di prova e lettura (s): 30 s

Valore cut-off: 8.6 - 17 μ mol/L

- Urobilinogeno

Tempo di prova e lettura (s): 60 s

Valore cut-off: 3.3 - 16 $\mu\text{mol/L}$

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES.

Confezione da 100 pezzi

RDM: 2085574

CND: W0101060204

Codice	Descrizione
71024076	Strisce per urina in flacone - 10 parametri - uso professionale