

Provette con anticoagulante Na CITRATO per VES

Tappo Rosa

Provette per ematologia con tappo a pressione con anticoagulante liquido sodio citrato per VES.

Provette con 0,4 ml di Sodio Citrato (3,8%) per 1,6 ml di sangue (VES)

Provette disponibili in diverse dimensioni

Idonee per analisi in ematologia e in immunoematologia.

Con etichetta con indicazione di livello di riempimento.

Tracciabilità perfetta.


Infrangibili.

Provetta in Polipropilene medicale (PP) particolarmente trasparente.

Tappo a pressione in polietilene colorato perfettamente a tenuta.

Dispositivo Latex free.

Certificato CE IVD



Codice	Descrizione	Volume nominale ml	Diam.x Altezza mm	Fondo	Colore Tappo	Conf.	Sotto Conf.
05055001	Provette con Na CITRATO per VES	0,25 ml di sodio per 2,25 ml di sangue	12x56	Piatto	Rosa	1500	30x50
05055002	Provette con Na CITRATO per VES	0,25 ml di sodio per 2,25 ml di sangue	13x75	Tondo	Rosa	1000	20x50
05055003	Provette con Na CITRATO per VES	0,25 ml di sodio per 2,25 ml di sangue	12x86	Tondo	Rosa	1000	20x50
05055011	Provette con Na CITRATO per VES	0,4 ml di sodio per 1,6 ml di sangue	12x56	Piatto	Rosa	1500	30x50
05055012	Provette con Na CITRATO per VES	0,4 ml di sodio per 1,6 ml di sangue	13x75	Tondo	Rosa	1000	20x50
05055013	Provette con Na CITRATO per VES	0,4 ml di sodio per 1,6 ml di sangue	12x86	Tondo	Rosa	1000	20x50



ENRICO BRUNO s.r.l.

APPARECCHI SCIENTIFICI
SANITARI – INDUSTRIALI



Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Codice	Descrizione	Volume nominale ml	Diam.x Altezza mm	Fondo	Colore Tappo	Conf.	Sotto Conf.
05055014	Provette con Na CITRATO per VES	0,4 ml di sodio per 1,6 ml di sangue	16x60	Piatto	Rosa	1500	30x50