



Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

## **Provette con Na CITRATO per VES**

## 2 ml - Tappo Rosa - Fondo tondo - 13x75 mm

Provette per ematologia con tappo a pressione con anticoagulante liquido sodio citrato per VES.

Provette con 0,4 ml di Sodio Citrato (3,8%) per 1,6 ml di sangue (VES)

Provette disponibili in diverse dimensioni

Idonee per analisi in ematologia e in immunoematologia.

Con etichetta con indicazione di livello di riempimento.

Tracciabilità perfetta.

Infrangibili.

Provetta in Polipropilene medicale (PP) particolarmente trasparente.

Tappo a pressione in polietilene colorato perfettamente a tenuta.

Dispositivo Latex free.

Certificato CE IVD



Codice	Descrizione	Volume	Diam.x	Fondo	Colore	Cont.	Sotto Cont.
		nominale ml	Altezza mm		Tappo		
05055012	Provette con Na CITRATO per VES	0,4 ml di sodio per 1,6 ml di sangue	13x75	Tondo	Rosa	1000	20x50