

Provette con Na CITRATO per VES

2 ml - Tappo Rosa - Fondo Tondo - 12x86 mm

Provette per ematologia con tappo a pressione con anticoagulante liquido sodio citrato per VES.

Provette con 0,4 ml di Sodio Citrato (3,8%) per 1,6 ml di sangue (VES)

Provette disponibili in diverse dimensioni

Idonee per analisi in ematologia e in immunoematologia.

Con etichetta con indicazione di livello di riempimento.

Tracciabilità perfetta.

Infrangibili.

Provetta in Polipropilene medicale (PP) particolarmente trasparente.

Tappo a pressione in polietilene colorato perfettamente a tenuta.

Dispositivo Latex free.

Certificato CE IVD



Codice	Descrizione	Volume nominale ml	Diam.x Altezza mm	Fondo	Colore Tappo	Conf.	Sotto Conf.
05055013	Provette con Na CITRATO per VES	0,4 ml di sodio per 1,6 ml di sangue	12x86	Tondo	Rosa	1000	20x50