

## Provette con Na CITRATO per VES

### 2,5 ml - Tappo Rosa - Fondo tondo - 12x86 mm

Provette per ematologia con tappo a pressione con anticoagulante liquido sodio citrato per VES.

Provette con 0,4 ml di Sodio Citrato (3,8%) per 1,6 ml di sangue (VES)

Provette disponibili in diverse dimensioni

Idonee per analisi in ematologia e in immunoematologia.

Con etichetta con indicazione di livello di riempimento.

Tracciabilità perfetta.

Infrangibili.

Provetta in Polipropilene medicale (PP) particolarmente trasparente.

Tappo a pressione in polietilene colorato perfettamente a tenuta.

Dispositivo Latex free.

Certificato CE IVD



| Codice   | Descrizione                           | Volume<br>nominale ml                        | Diam.x<br>Altezza mm | Fondo | Colore<br>Tappo | Conf. | Sotto Conf. |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------|-------|-------------|
| 05055003 | Provette con<br>Na CITRATO<br>per VES | 0,25 ml di<br>sodio per 2,25<br>ml di sangue | 12x86                | Tondo | Rosa            | 1000  | 20x50       |