

CAMICE IN TNT MONOUSO

DM Classe I

FOTO DAVANTI

FOTO DIETRO

Camice monouso realizzato in TNT in PP 30 g/m²

Ad uso medicale, ambulatoriale e per le attività del settore del servizio alla persona.

Regolabile in vita con elastico, cuciture in 50% Poliestere e 50% Cotone, lacci in Polipropilene 30 g/m²

Colore bianco antiriflesso e stabile.

Dispositivo medico di Classe I

CND TO205

RDM n. 1961594

Prodotto in Italia



ISTRUZIONI PER CONSERVAZIONE E MAGAZZINO

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore.

Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti.

Se il confezionamento è danneggiato il prodotto può aver perso le sue caratteristiche e pertanto deve essere scartato.

VITA UTILE DEL PRODOTTO

Il prodotto presenterà una vita utile massima di 5 anni se immagazzinato in luogo fresco e asciutto in condizioni termoigrometriche ideali per la conservazione del prodotto.

PRECAUZIONI E SICUREZZA

Attenzione: il prodotto è combustibile, ma non genera fiamma. Se dovesse iniziare un processo di combustione si deve procedere a liberarsi dell'indumento e a provvedere a spegnere tramite l'ausilio di mezzo estinguente portatile (estintore) preferibilmente a base di schiuma.

E' obbligatorio tenere lontano il prodotto da fonti di calore e se, durante le operazioni di lavoro, si maneggiano fiamme libere, è necessario procedere con estrema cautela.

CONFEZIONAMENTO

Confezione in cartone da 100 pezzi (contenuto: 20 confezioni da 5 pezzi ciascuna)

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Da smaltire come rifiuto ospedaliero secondo la normativa vigente.

Codice	Descrizione	Pezzi per conf.
4358025	Camice in TNT monouso con polsini con elastico	100
4358026	Camice in TNT monouso con polsini in maglina di cotone	100

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità



CARATTERISTICHE SPECIFICHE TNT

Resistenza alla trazione:

MD: 55,00 N/5cm – EDANA 20.2 – 89

CD: 41,00 N/5cm – EDANA 20.2 – 89

Allungamento alla rottura:

MD: 60,00 % – EDANA 20.2 – 89

CD: 63,00 % – EDANA 20.2 – 89

Resistenza allo strappo:

MD: 23,00 % – EDANA 20.2 – 89

CD: 29,00 % – EDANA 20.2 – 89