


AGITATORE A PIATTO ROTANTE MOD. 712

Codice A2970001

Codice CIVAB ALAASA72



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2001 e CEI EN 61010-2-051.

DESCRIZIONE

L'agitatore a piatto rotante mod. 712 è particolarmente adatto per rendere e mantenere omogenei campioni di sangue e sospensioni cellulari. Disco rotante munito di 36 clips con inclinazione a 57° o 63°. Il disco è munito di frizione che permette l'inserimento o l'espulsione di provette senza fermare l'apparecchio. Rotazione costante a 12 giri/minuto. Costruzione esterna in acciaio verniciato con polvere anticida. Interruttore generale e spia luminosa di accensione.

CARATTERISTICHE


DATI TECNICI

Dimensioni disco \varnothing 240 mm. – 36 clips
Dimensione d'ingombro 315 x 280 x 300 mm. h.
Peso 6 Kg.

DATI ELETTRICI

Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz.
Assorbimento 10 W
Fusibili di protezione 2 fusibili x 0,5 AF (5 x 20) mm.
Presa di collegamento rete 10 A

50 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'



- 1 Fusibili di protezione
- 2 Presa per cavo di rete
- 3 Interruttore generale
- 4 Spia luminosa di accensione

ACCESSORI A RICHIESTA

- Disco a 36 clips per provette \varnothing mm. 9/13 (Eppendorf)
- Disco a 36 clips per provette \varnothing mm. 14/16
- Disco a 18 clips per provette \varnothing mm. 9/13 (Eppendorf) e 18 clips per provette \varnothing mm. 14/16
- Disco a 12 clips per provette \varnothing mm. 30 ml.50
- Disco a 24 clips per provette \varnothing mm. 9/13 (Eppendorf) e 12 clips per provette \varnothing mm. 14/16
- Disco a 6 clips per provette \varnothing mm. 30 e 18 clips per provette \varnothing mm. 9/13 (Eppendorf)
- Disco a 6 clips per provette \varnothing 30 e 18 clips per provette \varnothing 14/16
- Disco a 18 clips per provette \varnothing 22 h. mm. 100
- Disco a 9 clips per provette Eppendorf, 9 clips per provette ml. 15 e 9 clips per provette ml. 50 *
- Disco forato senza clips