Contenitore per istologia ml 250 - formalina 130 ml

preriempiti con ml 130 di formalina 10% neutra tamponata



Fissativo universale confezionato in contenitori a tenuta ermetica serigrafati o etichettati, in conformità alla legislazione vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati pericolosi.

I contenitori preriempiti rappresentano la soluzione ottimale per la sicurezza dell'operatore e per il trasporto dei campioni istologici.

Contenitore in PP.
Tappo a vite in PE colore blu a tenuta stagna per i contenitori da 10 ml a 125 ml.
Coperchio a pressione ermetico per i contenitori da 250 a 5000 ml.

Etichetta in PVC resistente all'usura e all'acqua, alcol, solventi.
Inchiostro antigraffio resistente ad acqua e alcol.

Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido sino alla data di scadenza indicata purchè correttamente conservato.

Periodo di validità del prodotto: anni 2.

Marchio CE – IVD.
CND W01030705

Codice	Descrizione	Cap.nomin.ml.	Pezzi per conf.
05010250	Contenitore per istologia ml 250 - formalina 130 ml	130	12