Bilancia da laboratorio KERN mod. PNJ 600-3M

portata max 620 g



KERN PNJ:Aggiustamento automatico interno, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d'installazione.

Ideale per impieghi mobili con obbligo di omologazione, come l'acquisto ambulante oro e gioielli

KERN PNS:Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno

- Sistema di pesata a diapason di alta qualità per la visualizzazione rapida del risultato di pesata, un dosaggio di massima precisione e alta robustezza meccanica
- Visualizzazione capacità: Barra luminosa crescente indica la capacità di pesata ancora disponibile
- Conteggio preciso: L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
- Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
- Grande piatto di pesata in acciaio inox resistente agli urti
- Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare.
- Camera di pesata L×P×A 172×171×160 mm, per modelli con dimensioni piatto di pesata diam. 140 mm
- Copertura rigida di protezione inclusa nella fornitura

Dati tecnici

Grande display LCD, altezza cifre 16,5 mm

Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox ⍰ 140 mm oppure L×P 190×190 mm

Temperatura ambiente ammessa 5 °C/40 °C

Accessori

- Copertina rigida di protezione, fornitura 5 pezzi, KERN PNJ-A01S05
- Adattatore RS-232/Bluetooth per il collegamento a dispositivi Bluetooth, come stampanti Bluetooth, tablet, computer portatili,smartphone, ecc., KERN YKI-02
- Adattatore RS-232/WLAN per il collegamento wireless a reti e dispositivi WLAN-enabled, quali tablet, computer portatili o smartphone, KERN YKI-03
- Adattatore RS-232/Ethernet per il collegamento a una rete Ethernet basata su IP, KERN YKI-01
- Piatto per pietre preziose, in alluminio, con un pratico beccuccio, L×P×A 83×66×23 mm, KERN AEJ-A05

A richiesta:
certificato DAKKS (cod. K3963127)
certificato di omologazione "M" (cod. K3965216) - solo per modelli PNJ

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia;
non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente.
Per l'omologazione necessitiamo dell'indirizzo completo del luogo di utilizzo.

Codice	Descrizione	Portata max g	Divisione g	Linearità g	Piatto di pesata diam mm
K3PNJ063	Bilancia da laboratorio KERN mod. PNJ 600-3M	620	0,001	0,004	140