Bilancia da laboratorio KERN serie EWJ

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno e certificato di approvazione



Molto facile nell'utilizzo: tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera

Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 2 h che garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione

Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile

Copertura rigida di protezione inclusa nella fornitura

Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 21 mm

Opzioni Interfaccia:

EWJ-H/-M: Interfaccia dati USB per la trasmissione dei dati di pesata a PC

EWJ-SM: Variante economica senza interfaccia dati

Gabbietta antivento:

Gabbietta antivento piccola e removibile di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata Ø 80 e 120.
Camera di pesata L×P×A 134×128×80 mm

KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare.
Camera di pesata L×P×A 155×175×217 mm

Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Dimensioni superficie di pesata

EWJ 300-3, 300-3H: ⍰ 80 mm
EWJ 3000-2, 600-2SM, 600-2M, 600-3: ⍰ 120 mm
EWJ 6000-1SM, 6000 1-M, 6000-2: L×P 155×145 mm

Temperatura ambiente ammessa
EWJ: 15 °C/35 °C
EWJ-M: 15 °C/30 °C

Accessori

EWJ-A04S05: Copertina rigida di protezione, fornitura 5 pezzi

EWJ-A06: Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 57 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 6,5 h

EWJ-H/-M: Software BalanceConnection, per una flessibile registrazione o trasmissione dei valori misurati, in particolare anche su Microsoft® Excel o Access oppure altre app e programmi, per dettagli vedi l'Internet, in dotazione: 1 CD, 1 licenza, KERN SCD-4.0

YKI-03: Adattatore RS-232/WiFi per il collegamento wireless a reti e dispositivi capace di WiFi-enabled, quali tablet, computer portatili o smartphone

YKI-01: Adattatore RS-232/Ethernet per il collegamento a una rete Ethernet basata su IP

Codice	Descrizione	Portata max g	Divisione g	Divis. omolog g	Charge min g	Linearità g	Dim. Piatto di pesata	Omologazione Su richiesta
K3EWJ033	Bilancia da laboratorio KERN EWJ 300-3	300	0,001	-	-	±0,005	⍰ 80	NO
K3EWJ034	Bilancia da laboratorio KERN EWJ 300-3H	300	0,001	-	-	±0,005	⍰ 80	NO
K3EWJ062	Bilancia da laboratorio KERN EWJ 600-2SM	600	0,01	0,1	0,5	±0,03	⍰ 120	SI
K3EWJ063	Bilancia da laboratorio KERN EWJ 600-2M	600	0,01	0,1	0,5	±0,03	⍰ 120	SI
K3EWJ064	Bilancia da laboratorio KERN EWJ 600-3	600	0,001	-	-	±0,005	⍰ 120	NO
K3EWJ302	Bilancia da laboratorio KERN EWJ 3000-2	3000	0,01	-	-	±0,05	⍰ 135	NO
K3EWJ601	Bilancia da laboratorio KERN EWJ 6000-1SM	6000	0,1	1	5	±0,3	155 x 145	SI
K3EWJ602	Bilancia da laboratorio KERN EWJ 6000-2	6000	0,01	-	-	±0,05	155 x 145	NO
K3EWJ611	Bilancia da	6000	0,1	1	5	±0,3	155 x 145	SI

Codice	Descrizione	Portata max g	Divisione g	Divis. omolog g	Charge min g	Linearità g	Dim. Piatto di pesata	Omologazione Su richiesta
	laboratorio KERN EWJ 6000-1M							